



ECHELLE 1:1



COUPE A-A  
ECHELLE 3 : 1



02	27/08/2020	EST	Modification - Supplier Change: Cote OD 8.50mm devient 9.00mm		-
01	10/02/2020	EST	Modification : Supplier Material Change: M0842 devient M0166 + M0842		-
Rev.	Date	Designer	Modification		N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 26/10/2020		Verif QA : CGI Date : 09/03/2021		Verif client : N/A Date :	Norms :
Material : PVC PVC			Color : Clear		Revision : 02
Material code : M0842 + M0166					State : VALID
Reference : <b>BDC03410</b> Designation : <b>REDUCER OD 5.5mm FOR TUBE OD 6.8mm</b>				General tolerancies :	Scale : 4:1
				Units : mm, °, grs	
					FOR035-3 P. 1 / 1 A4