




COUPE A-A



NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	ABS	M0480
2	PP + colorant blanc	M0028 + M0522

ORIGINAL

2	03/11/2011	BOUJMADA	Remplacement du code matière M0071 par M0480, mise à jour cotations et mise au format SW		
1	25/03/2010	RANAZZO	Remplacement du code matière M0247 par M0028		
0	13/04/2000	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 13/04/2000			Visa : <i>Fred Juchin</i> Date : <i>14.02.12</i>	Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.20, ±1°
Matière : VOIR NOTA			Normes : ISO 594 -1/-2		
Code matière : VOIR NOTA			P. 1 / 1		
Référence : AAC03053 Désignation : LUER LOCK MALE MOBILE ABS BLANC POUR TUBE ØE 5.5mm			Révision : 2	 FOR035-0	