





## NOTA:

Rep	Matière	Code matière
1	PVC	M0240
2	PC	M0803









FOR035-1

APPROBATION / APPROVAL					
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :			

1	13/05/2014	RANDAZZO	Mise à jour désignation.	FOR021: 6055
0	08/03/2012	RANDAZZO	Creation	
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes: ISO 594-1/-2

ØE 6.8mm

Matière : VOIR NOTA

Code matière : VOIR NOTA

Revision : 1

Reference : AAC19410

Designation :

LLMM PVC DEHP FREE/ PC AUTOBLOQUANT POUR TUBE

P. 1 / 1

Echelle : 5:2

Format : A4

Unités : mm, °, grs

PROMEPLA