



ORIGINAL

2	21/03/2012	BOUJMADA	Remplacement du code matière M0140 par M0892, rajout code colorant M0895 et mise à jour cotation		
1	14/03/2011	WETLEY	Mise au format SW		
0	15/10/2007	THIBAUT	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : THIBAUT Date : 15/10/2007		Visa : <i>Fred Dauschis</i> Date : <i>26 06 12</i>		Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs	
Matière : PVC + Colorant Rouge				Tolérances générales :	
Code matière : M0892 + M0895 (Colorant)				Normes :	
Référence : AAP05021 Désignation : LUER LOCK MALE PVC ROUGE POUR TUBE ØE 2mm				P. 1 / 1	
				Révision : 2	
				<p>PROMEPLA FOR035-0</p>	