







ECHELLE 1:1



COUPE A-A



APPROBATION / APPROVAL

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Client / Customer : | Promepla Resp. BE : | Promepla Qualité : |
| | <i>DANCHIN F.</i> <i>09.01.15</i> | |
| Nom / Name, date & signature | | |

ORIGINAL

| | | | | |
|---|------------|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 0 | 14/04/2014 | BOUJMADA | Creation | FOR073 : 7865 |
| Rev. | Date | Designer | Modifications | N° Fiche FOR073 ou FOR021 |
| Normes : ISO 594 -1 | | | | |
| Matière : ABS | | | P. 1 / 1 | Echelle : 3:1 |
| Code matière : M0480 | | | Revision : 0 | Format : A4 |
| Reference : AAP13050 | | | Tolérances générales : ±0.3 | Unités : mm, °, grs |
| Designation : DOUBLE RACCORD LUER LOCK MALE ABS TRANSPARENT | | | | PROMEPLA |
| | | | | FOR035-1 |