




ECHELLE 1:1



COUPE A-A



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	<i>JAVCHIN</i> 17.12.2013	<i>[Signature]</i>
Nom / Name, date & signature		23 AVR. 2014

ORIGINAL

0	06/03/2013	BOUJMADA	Création	FOR073 : 6983
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
Normes : ISO 594-1				
Matière : ABS			P. 1 / 1	Echelle : 4:1
Code matière : M0843 + M0782 (Colorant bleu)			Revision : 0	Format : A4
Reference : AAQ17052			Tolérances générales : ±0.3	Unités : mm, °, grs
Designation : LUER LOCK MALE ABS BLEU TUBE ØE 2.5mm				<b>PROMEPLA</b>
				FOR035-1