



VUE 3D
Echelle : 3 / 1

ECHELLE 1,000

ORIGINAL

Rév.	Date	Modifications	Visa
2	18/05/05	Mise à jour cotation	BRUNEL
1	25/06/01	Mise à jour	BRUNEL
0	10/05/00	Création plan	BRUNEL

Dessinateur : BRUNEL Date : 10 / 05 / 2000	Visa : Date : 14/07/2005	PROMEPLA	Echelle : 3 / 1	Tolérances générales ±0.1
---	-----------------------------	----------	-----------------	------------------------------

Matière : ABS TERLUX 2802 TR	Normes :
Code matière : M0071	

N° Référence : AAS02050 Désignation : Raccord Luer lock mâle pour tube OD 3.15	Révision : 2	 IMP067-1
--	--------------	--------------