


VUE 3D
Echelle : 3 / 1



ECHELLE 1,000

ORIGINAL

0	05/07/07		Création plan	RANDAZZO
Rév.	Date		Modifications	Visa
Dessinateur : RANDAZZO Date : 05 / 07 / 2007		Visa :	PROMEPLA	Echelle : 3 / 1
		Date : 09/07/2007		Tolérances générales ±0.1
Matière : ABS			Normes : ISO 594-2	
Code matière : M0071				
N° Référence : AAS04050 Désignation : Raccord Luer lock mâle pour tube OD 4.05			Révision : 0	 FOR035-0