


ORIGINAL

VUE 3D
Echelle: 3 / 1



1	21/08/08	Mise à jour cotation plan et code matière	RANDAZZO
0	15/11/05	Création plan	BOUCHARD
Rév.	Date	Modifications	Visa

Dessinateur : BOUCHARD Date : 15 / 11 / 2005	Visa : <i>FD</i> Date : <i>6/02/2008</i>	PROMEPLA	Echelle : 4 / 1	Tolérances générales ±0.1
---	---	----------	-----------------	------------------------------

Matière : PVC Rigide	Normes : ISO 594-1/2 et UNI EN 1707
----------------------	-------------------------------------

Code matière : M0594 ou M0236	Planche : 1 / 1
-------------------------------	-----------------

N° Référence : ABA27300 Désignation : Raccord Luer Lock femelle PVC Gamma pour tube ØE 2.5mm	Révision : 1	
--	--------------	--