






ECHELLE 1:1



ORIGINAL

Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
2	13/09/2012	BOUJMADA	Rajout code colorant M0949 et mise au format SW	080213	
1	05/05/2008	RANDAZZO	Modification des cotes 2.05 devient 2 et 1.95 devient 1.9		
0	28/11/2007	RANDAZZO	Creation (proto 300507B)		

Dessinateur : RANDAZZO Date : 28-11-07	Visa : Date :	PROMEPLA	Echelle : 4:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : PVC + Colorant jaune		Normes : NFT58000-Cat4-CI Precision		
Code matière : M0024+M0949		P. 1 / 1		
Référence : ABG06027 Désignation : LUER LOCK FEMELLE A AILETTES PVC JAUNE POUR TUBE CH06 (2mm)		Révision : 2		 FOR035-0