



**ORIGINAL**

0	21/01/04	Création plan		PASSEROTTI
Rév.	Date	Modifications		Visa
Dessinateur : PASSEROTTI.P Date : 21 / 01 / 2004		Visa : <i>BS</i> Date : 26/01 / 2004	PROMEPLA	Echelle : 4 / 1 Tolérances générales ±0,2
Matière : ABS Terlax 2802 TR			Normes :	
Code matière : M0071				
N° Référence : ABG06050 Désignation : Raccord luer lock femelle CH 6 pour DExt 2			Révision : 0	<b>PROMEPLA</b> JMP067-1