


ORIGINAL

NOTA:

Matière PVC Hy Vin VQ130 +2% colorant Lifocolor gris 30-08994F

Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
0	04/10/2010	LALLEMENT	Creation (selon code proto 301109A + ABG08023)	<i>20.12.11</i>	<i>KJS</i> <i>21-12-11</i>
Dessinateur : LALLEMENT Date : 04-10-10		Visa : <i>Fred Dawchis</i> PROMEPLA Date : <i>09/11/2010</i>		Echelle : 4:1	Tolérances générales : NFT 58000
Matière : PVC + Colorant Gris			Normes : ISO 594-1 + ISO 594-2		
Code matière : M0024 + M0766			P. 1 / 1		
Référence : ABG0802E Désignation : Luer lock femelle à ailettes PVC gris pour tube CH08 (2.65 mm)			Révision : 0		 FOR035-0