

COUPE B-B
Echelle 4 : 1




Echelle 1



VUE 3D
Echelle 1

ORIGINAL

0	02/02/2011	LALLEMENT	Creation (code proto 020211B)			
Rev.	Date	Designer	Modifications		Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : LALLEMENT Date : 02-02-11		Visa : <i>Frederic Dawson</i> Date : <i>02.02.12</i>		PROMEPLA	Echelle : 4:1	Tolérances générales : NFT 58000
Matière : PVC				Normes : ISO 594-1 + ISO 594-2		
Code matière : M0024				P. 1 / 1		
Référence : ABG09020 Désignation : Luer lock femelle à ailettes PVC transparent pour tube 1.25 mm				Révision : 0		 FOR035-0