





ECHELLE 1:1



Double filetage
Pas=5mm selon
norme ISO594-2



Luer selon
norme ISO594-1



0	07/03/2011	WETLEY	Creation			
Rev.	Date	Designer	Modifications		Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : WETLEY Date : 07-03-11		Visa : Date :		PROMEPLA	Echelle : 4:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : PVC + colorant				Normes : NFT58000-Cat4-CI Precision		
Code matière : M0024+M0806				P. 1 / 1		
Référence : ABG30021 Désignation : LUER LOCK FEMELLE A AILETTES PVC ROUGE POUR TUBE ØE 3mm				Révision : 0		 FOR035-0