



ECHELLE 1:1



1	26/01/2011	WETLEY	Mise au format SW		
0	31/08/2007	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 31-08-2007		Visa : <i>Fred Daschin</i> PROMEPLA Date : <i>21.09.11.</i>		Echelle : 4:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : PC			Normes : NFT58000-Cat4-CI Precision		
Code matière : M0260			P. 1 / 1		
Référence : ABG41090 Désignation : LUER LOCK FEMELLE A AILETTES PC TRANSPARENT POUR TUBE ØE 4.1mm			Révision : 1		 FOR035-0