





ECHELLE 1:1



Double filetage
Pas=5mm selon
norme ISO594-2



Luer selon
norme ISO594-1



ORIGINAL

1	03/01/2011	WETLEY	Ajout tolérance 1.55+0/-0.05			
0	31/08/2007	RANDAZZO	Creation (Proto: 110107C)			
Rev.	Date	Designer	Modifications		Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 31/08/2007			Visa : <i>Frederic Daschius</i> PROMEPLA Date : 03/01/2011		Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs	
Matière : PVC+colorant bleu			Normes : NFT58000-Cat4-CI Precision			
Code matière : M0024+M0783			P. 1 / 1			
Référence : ABG45022 Désignation : LUER LOCK FEMELLE A AILETTES PVC BLEU POUR TUBE CH4.5 (1.5mm)			Révision : 1		 FOR035-0	