





SECTION A-A



ORIGINAL



0	07/06/04	Création plan		PASSEROTTI
Rév.	Date	Modifications		Visa
Dessinateur : PASSEROTTI.P Date : 07 / 06 / 2004		Visa :  Date : 11/06/2004	PROMEPLA	Echelle : 3 / 1
Matière : Polypropylène PRO - FAX PD 626			Tolérances générales Déc. ±0.25, Ang. ±1°	
Code matière : M0089			Normes :	
			Planche : 1 / 1	
N° Référence : ABN14040			Révision : 0	
Désignation : Double raccord luer lock femelle			 IMP067-1	