



COUPE A-A

ORIGINAL

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
FD 24.11.2016.		
Nom / Name, date & signature		

Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
1	23/09/2015	RANDAZZO	Code matière M0071 remplacé par M0843	FOR021: 7165
0	27/05/2015	RANDAZZO	Creation (Code Proto 130515A)	FOR073: 8668

Normes :

Matière : ABS	P. 1 / 1	Echelle : 3:1	
Code matière : M0843	Revision : 1	Format : A4	
Reference : ABN37050	Tolérances générales : ±0.25	Unités : mm, °, grs	
Designation : RACCORD LUER LOCK FEMELLE / BARB POUR TUBE ØI 4.0mm		PROMEPLA	FOR035-1