






ECHELLE 1:1



COUPE A-A



03	27-06-2017	FRA	Code matière M0843 remplacé par M0480		8292
Rev.	Date	Designer	Modification		N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 25-09-2017		Verif QA : CGI Date : 28-09-2017		Verif client : Date :	Normes : ISO 594-2
Matière : ABS					Revision : 03
Code matière : M0480					Etat : VALID
Reference : ABQ22050					Tolérances générales : ± 0.2 Unités : mm, °, grs
Designation : LUER LOCK FEMELLE ABS TRANSPARENT POUR TUBE ØE 1.5mm					
					Echelle : 3:1
					PROMEPLA
					FOR035-2 P. 1 / 1 A4