




VUE 3D  
Echelle : 3 / 1



ECHELLE 1,000

**ORIGINAL**

|   |          |                                       |                    |  |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------|--|
|   |          |                                       |                    |  |
|   |          |                                       |                    |  |
|   |          |                                       |                    |  |
| 0   | 01/08/06 |                                       | Création plan      | BOUCHARD                                     |
| Rév.  | Date     |                                       | Modifications      | Visa   |
| Dessinateur : BOUCHARD<br>Date : 01 / 08 / 2006 |          | Visa : <i>RB</i><br>Date : 23/07/2007 | PROMEPLA           | Echelle : 3 / 1<br>Tolérances générales ±0.3 |
| Matière : ABS + 2% colorant M37978              |          |                                       | Normes : ISO 594-1 |  |
| Code matière : M0480                            |          |                                       | Planche : 1 / 1    |  |
| N° Référence : ABQ28051                         |          |                                       | Révision : 0       | <br>FOR035-0                                 |
| Désignation : Raccord LLF pour tube OD 2 rouge  |          |                                       |                    |  |