





COUPE A-A



ORIGINAL

1	08/11/2011	BOUJMADA	Mise à jour cotations et mise au format SW		
0	17/04/2000	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 17/04/2000		Visa : <i>Feed Duschin</i> Date : <i>14.02.12</i>		Echelle : 2:1	Tolérances générales : ±0.2
Matière : ABS		PROMEPLA		Unités : mm, °, grs	
Code matière : M0470		Normes :		P. 1 / 1	
Référence : ACC02053		Révision : 1			
Désignation : LARGE BORE LOCK MALE ABS BLANC POUR TUBE ØI 6.0mm					FOR035-0