



0	11-02-08	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 11-02-08		Visa : Date :	PROMEPLA	Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : $\pm 0,2$
Matière : PVC			Normes :		
Code matière : M0239			P. 1 / 1		
Référence : AFC06010 Désignation : SORTIE PERCUTABLE POUR POCHE AVEC CAPE ETANCHE POUR TUBE ØE 6.5mm			Révision : 0		 FOR035-0