





COUPE A-A




ECHELLE 1:1



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
<i>FD</i> <i>Lu-M. 2016</i>		
Nom / Name, date & signature		

ORIGINAL



1	20/06/2016	RANDAZZO	Mise à jour graphique et cotation.	FOR021: 7784
0	09/12/2010	WETLEY	Creation	N° Fiche FOR073 ou FOR021
Rev.	Date	Designer	Modifications	

Normes :	P. 1 / 1	Echelle : 3:2	
Matière : PVC	Revision : 1	Format : A4	
Code matière : M0463	Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs	
Reference : AGA06410	Js16 (UNI EN 20286/2)		
Designation : Y EN PVC DEHP FREE A 3 VOIES SYMETRIQUE POUR TUBE ØE 6.8mm		FOR035-1	