





ECHELLE 1:1



COUPE A-A



| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 14/08/2012 | BOUJMADA | Mise à jour désignation et mise au format SW | | |
| 0 | 02/09/2004 | BRUNEL | Creation | | |
| Rev. | Date | Designer | Modifications | Internal Validation | Quality Validation |
| Dessinateur : BOUJMADA Date : 02/09/2004 | | Visa : Date : | | PROMEPLA | Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs |
| Matière : ABS | | | | Tolérances générales : ±0.2 | |
| Code matière : M0071 | | | | Normes : | |
| Référence : AGB06050 | | | | P. 1 / 1 | |
| Désignation : Y EN ABS A 2 VOIES PARALLELES POUR TUBE ØE 2.5mm | | | | Révision : 1 | |
| | | | |  PROMEPLA FOR035-0 | |