



ECHELLE 1:1



COUPE A-A



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	<i>[Signature]</i> 200815	
Nom / Name, date & signature		

ORIGINAL

Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
1	17/02/2014	RANAZZO	Mise à jour graphique et cotation.	FOR021: 5683
0	19/07/2006	BOUCHARD	Creation	

Normes :

Matière : PVC


Code matière : M0277

Reference : AGC02210

Designation :
Y EN PVC A 2 VOIES SYMETRIQUE POUR TUBE ØE 5.5mm

P. 1 / 1

Echelle : 3:1



Revision : 1

Format : A4

Tolérances générales :

±0.20

Unités : mm, °, grs

PROMEPLA

FOR035-1