





COUPE A-A



COUPE B-B



| | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 01 | 14/06/2019 | FRA | Mise à jour cotation | - |
| 00 | 24/05/2017 | FRA | Création du plan | 10400 |
| Rev. | Date | Designer | Modification | N° FOR073 ou FOR021 |
| Verif R&D : FDA Date : 18/06/2020 | | Verif QA : CGI Date : 23/06/2020 | | Verif client : N/A Date : |
| Material : PVC | | Color : Clear | | Norms : |
| Material code : M0902 | | | | Revision : 01 |
| Reference : AGC06310 | | | | State : VALID |
| Designation : 3 WAY Y CONNECTOR FOR TUBE OD 4.1mm | | | | Scale : 3:1 |
| General tolerancies : (UNI EN 20286/2) Js16 | | | | |
| Units : mm, °, grs | | | | |
| | | | | FOR035-3 P. 1 / 1 A4 |