






ECHELLE 1:1



COUPE A-A



DETAIL A



ORIGINAL

1	31/10/2011	BOUJMADA	Mise à jour code matière et mise au Format SW		
0	10/10/2003	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 10/10/2003		Visa : <i>Frederic Darchin</i> PROMEPLA Date : <i>14.02.12</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.2
Matière : PVC				Normes :	
Code matière : M0842+M0240				P. 1 / 1	
Référence : AGC14410 Désignation : Y EN PVC DEHP FREE A 3 VOIES PARALLELES POUR TUBE ØE 6.8mm				Révision : 1	 FOR035-0