



COUPE A-A



ECHELLE 1:1

ORIGINAL



| Rev. | Date | Designer | Modifications | Internal Validation | Quality Validation |
|------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 2 | 18/11/2011 | WETLEY | Changement matière M0070 devient M0547 | | |
| 1 | 10/03/2011 | WETLEY | Mise au format SW | | |
| 0 | 14/11/2003 | BOUCHARD | Creation | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|
| Dessinateur : BOUCHARD Date : 14-11-2003 | Visa : <i>Fred Danchi</i> PROMEPLA Date : <i>02.02.12</i> | Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs | Tolérances générales : |
| Matière : ABS | | Normes : | |
| Code matière : M0547 | | P. 1 / 1 | |
| Référence : BAF11053 Désignation : RACCORD CRANTE NON LUER POUR TUBE ØI 4mm A 11mm / POUR TUBE ØE 5.5mm | | Révision : 2 | FOR035-0 |