


Demi-coupe axiale



Echelle 1:1



N° Référence : **BAQ05010** Désignation : Raccord de sonde pour tube 4.1

Matière : PVC Souple Nakan FEG 601R/100T

Code mat. : M0262

Echelle : 4:1 Date : 07/04/2003
Remplace schéma du: 25/05/2000

Visé par :

PROMEPLA

Indice Plan: 2 Tolérances Générales: ± 0.3

Norme:

PROMEPLA

Modif: Mise à jour cotes le 27/10/05

IMP067-0