


COUPE A-A



ECHELLE 1:1



1	10/11/2011	WETLEY	Mise au format SW + ajout colorant		
0	12/03/2009	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 12-03-09		Visa : Date :	PROMEPLA	Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : PVC + colorant			Normes :		
Code matière : M0618 + M0768			P. 1 / 1		
Référence : BEF07012ND Désignation : RACCORD PVC DEHP Free SOUPLE BLEU D'ASPIRATION POUR TUBE ØE 9.54mm			Révision : 0		 FOR035-0