



COUPE A-A



ECHELLE: 1:1



ORIGINAL

| APPROBATION / APPROVAL       |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Client / Customer :          | Promepla Resp. BE : | Promepla Qualité : |
|                              | 07.11.12<br>FD.     |                    |
| Nom / Name, date & signature |                     |                    |

| Rev. | Date     | Designer   | Modifications   | N° Fiche FOR073 ou FOR021 |
|------|----------|------------|---|---------------------------|
| 3    | 05/11/12 | RANDAZZO   | Mise à jour: code matière M0583 devient M0991.  | FOR021: 4417              |
| 2    | 23/01/12 | RANDAZZO   | Passage du PVC au PVC DEHP FREE: code matière M0148 devient M0618. Mise au format SW. |                           |
| 1    | 19/06/08 | RANDAZZO   | Rajout colorant et certificat.  |                           |
| 0    | 07/12/00 | PASSEROTTI | Creation  |                           |

Normes :

|  |                              |                     |  |
|--|------------------------------|---------------------|--|
| Matière : PVC  | P. 1 / 1                     | Echelle : 2:1       |  |
| Code matière : M0618 + M0991 (Colorant)  | Revision : 3                 | Format : A4         |  |
| Reference : BEJ02011   | Tolérances générales : ±0.10 | Unités : mm, °, grs |  |
| Designation :<br>RACCORD D'ASPIRATION POUR TUBE ØE 10mm PVC SOUPLE DEHP Free ROUGE |                              | <br>FOR035-1        |  |