


COUPE A-A



ECHELLE: 1:1



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE : 02.11.12 FD	Promepla Qualité :
Nom / Name, date & signature		

0	02/11/12	RANDAZZO	Creation	FOR073: 6674
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :

Matière : PVC	P. 1 / 1	Echelle : 2:1	
Code matière : M0618 + M0687 (Colorant)	Revision : 0	Format : A4	
Reference : BEJ02012	Tolérances générales : $\pm 0,10$	Unités : mm, °, grs	
Designation : RACCORD D'ASPIRATION POUR TUBE $\phi$ E 10mm PVC SOUPLE DEHP Free BLEU		<b>PROMEPLA</b>	
		FOR035-1	