





COUPE A-A



ORIGINAL

0	26/09/11	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 26-09-11		Visa : <i>Fred Janschin</i> Date : <i>02.02.12.</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.1
Matière : PVC DEHP FREE + Colorant				Normes :	
Code matière : M0618 + M0844 (Colorant)				P. 1 / 1	
Référence : BEJ02017 Désignation : RACCORD D'ASPIRATION POUR TUBE ØE 10mm PVC SOUPLE DEHP Free JAUNE				Révision : 0	
				  FOR035-0	