




COUPE A-A



Rep.	Matière	Code matière
1	PC	M1408
2	Brass	M1409
3	Gold	M1410



00	27-02-2018	FRA	Creation	10628
Rev.	Date	Designer	Modification	N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 09-03-2018		Verif QA : CGI Date : 09/10/2020		Verif client : N/A Date :
Matière : PC BRASS GOLD				Normes :
Code matière : M1408, M1409, M1410				Revision : 00
Reference : BFF01990				Etat : VALID
Designation : TEMPERATURE PROBE WITH FEMALE LUER LOCK				Echelle : 3:1
Tolérances générales :				
Unités : mm, °, grs				PROMEPLA
				FOR035-2 P. 1 / 1 A4