



ORIGINAL



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualifié :
	<i>M 08 15</i>	
Nom / Name, date & signature		


Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
2	08/04/2015	RANDAZZO	Mise à jour cotation, code matière M0017 devient M0933 et désignation. Mise au format SW.	FOR021: 6752
1	02/11/2007	RANDAZZO	Mise à jour suivant information fournisseur.	
0	05/07/2007	RANDAZZO	Creation	

Normes :

Matière : PC

P. 1 / 1

Echelle : 1:1



Code matière : M0933

Revision : 2

Format : A4

Reference : BGP14090

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs

Désignation :
RACCORD EN Y POLYCARBONATE Ø 1/2 - Ø 3/8 - Ø 3/8

PROMEPLA

FOR035-1