





COUPE A-A



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	FD 08.02.13	
Nom / Name, date & signature		

ORIGINAL

0	18/12/2012	RANDAZZO	Creation	FOR073: 6800
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
Normes :				
Matière : LDPE +Colorant bleu			P. 1 / 1	Echelle : 2:1
Code matière : M0521 + M0804			Revision : 0	Format : A4
Reference : CAC02032			Tolérances générales : ±0.20	Unités : mm, °, grs
Designation : PROTECTEUR PE BLEU NON ETANCHE POUR PERFORATEUR				 FOR035-1