





COUPE A-A
ECHELLE 4 : 1



ORIGINAL

3	15/11/2011	BOUJMADA	Mise à jour cotation		
2	06/04/10	RANDAZZO	Modification de la désignation et Remplacement du code matière M0521 par M0075		
1	04/06/08	RANDAZZO	Mise à jour Code matière		
0	11/03/04	BOUCHARD	Création plan		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : BOUCHARD Date : 11/03/2004		Visa : <i>Fred Jarchin</i> PROMEPLA Date : <i>14.02.12</i>		Echelle : 3:1	Tolérances générales : ±0.2
Matière : PEBD				Normes :	
Code matière : M0075				P. 1 / 1	
Référence : CAC05030 Désignation : PROTECTEUR PE NON ETANCHE POUR RACCORD LUER LOCK MALE				Révision : 3	 FOR035-0