





SCALE 1:1



SECTION A-A



04	13/04/2021	FRA	Mise à jour de la désignation et suppression du clip tube. Nouveau design.	Update of the designation and removal of the tube clip. New design.	-
03	08/07/2019	FRA	Mise à jour cotation		-
Rev.	Date	Designer	Modification		N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 03/06/2021		Verif QA : CGI Date : 14/06/2021		Verif client : N/A Date :	Norms : N/A
Material : LDPE			Color : Natural		Revision : 04
Material code : M0076					State : VALID
Reference : CAF03030 Designation : VENTED CAP FOR SPIKE				General tolerancies : EN 20286 (ISO 286) Js14 Units : mm, °, grs	Scale : 2:1
				FOR035-3	P. 1 / 1
				A4	