






ECHELLE 1:1

COUPE A-A



ORIGINAL

1	19/09/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation, cotation, code matière M0071 devient M0424+M0956 et mise au format SW	080213	
0	09/03/2004	BOUCHARD	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : BOUCHARD Date : 09/03/2004		Visa : Date :		PROMEPLA	Echelle : 5:1 Tolérances générales : ±0.2
Matière : ABS + Colorant bleu				Normes :	
Code matière : M0424 + M0956				P. 1 / 1	
Référence : CAS01052 Désignation : PROTECTEUR ABS BLEU LUER LOCK MALE NON ETANCHE				Révision : 1	 FOR035-0