






ECHELLE 1:1



ORIGINAL



COUPE A-A



Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
1	15/11/2011	BOUJMADA	Rajout du code matière M0611, mise à jour cotations et mise au format SW		
0	04/04/2006	BOUCHARD	Creation		

Dessinateur : BOUCHARD Date : 04/04/2006	Visa : <i>Fred Danchin</i> Date : <i>16.02.12</i>	PROMEPLA	Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.2
Matière : PP + colorant rouge			Normes :	
Code matière : M0211 + M0611			P. 1 / 1	
Référence : CCC05041 Désignation : PROTECTEUR PP ROUGE LUER LOCK MALE NON ETANCHE			Révision : 1	 FOR035-0