





COUPE A-A



ORIGINAL



**DETAIL A
ECHELLE 10:1**



4	01/12/2011	BOUJMADA	Remplacement du code matière M0070 par M0470		
3	03/08/10	WETLEY	Remplacement du code matière M0006 par M0071 + mise à jour cotation		
2	17/11/10	PASSEROTTI	changement type de matière		
1	12/03/03	PASSEROTTI	Création plan		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation

Dessinateur : WETLEY
Date : 03-08-10

Visa : *Fred Dauxhin* PROMEPLA
Date : *Ju.02.12*

Echelle : 5:2

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs


Dec.±0.2 ; Ang.±1°

Matière : ABS

Normes :

Code matière : M0470

P. 1 / 1



Référence : CDC01053

Désignation :
PROTECTEUR ABS BLANC ETANCHE LARGE BORE
MALE

Révision : 4

