



NOTA :

Rep.	Matière	Code Matière
1	PP	M0028
2	PP	M0083
3	Versapor V3000R	M0041

ORIGINAL

1	25/03/10	RANDAZZO	Remplacement du code matière M0247 par M0028		
0	12-01-10	BARNEAUD	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : BARNEAUD Date : 12-01-10		Visa : <i>Fred Dewchis</i> Date : <i>20 09 10</i>		PROMEPLA	
Matière : Voir NOTA			Echelle : 2:1	Tolérances générales : ±0.1	
Code matière : Voir NOTA			Unités : mm, °, grs	Normes : ISO 594-1-2	
Référence : CFF04030			P. 1 / 1		
Désignation : Protecteur PP avec filtre 3µm luer lock male avec Collier			Révision : 1	 FOR035-0	