

ORIGINAL

NOTA:

Rep	Matière	Code matière M0075		
1	PEBD			
2	ABS	M0005		
3	ABS+MON PA25	M0005+M0047 M0015		
4	PVC			
5	PE+Versapor V1200R	M0612+M0252		

1	03/09/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation, design et mise au format SW					
0	04/06/2007	THIBAULT	Creation					
Rev.	Date	Designer	Modifications				Quality Validation	
Dessinateur: THIBAULT Visa: Ted Danchin PRO			Visa: fred Danchin PROMEPLA	Echelle : 1:1		Tolérances		
Date: 04/06/2007			Date: 04. M.12	Unités : mm, °, g	grs générale		es:	
Mat	tière : VOIR	NOTA		Normes :				
Cod	de matière : \	VOIR NOTA		P. 1/1		-	$- \bigcirc \bigoplus$	
Référence : DBB06499 Désignation : CHAM.COURTE DE PERF.20g/ml-PERFO PRISE D'AIR 1.2µ-FILTRE DISQUE 15µ				Révision : 1		PR	PROMEPLA	
DIOGOL TOP						F	OR035-0	