



VUE ISO
Echelle: 4 : 5

NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	LDPE + colorant bleu	M0075+M0804
2	ABS	M0470
3	ABS et PA	M0226 et M0214
4	PVC	M0755

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
Nom / Name, date & signature		

1	22/02/2013	BOUJMADA	Code matière M0248 devient M0470 et M0521 devient M0075.	FOR021 : 4676
0	03/01/2013	RANDAZZO	Création plan	FOR073: 6797
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :

Matière : VOIR NOTA	P. 1 / 1	Echelle : 1:1	
Code matière : VOIR NOTA	Revision : 1	Format : A4	
Reference : DBC00299ND	Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs	
Designation : CHAMB. DE PERF. DEHP FREE -FILTRE DISQUE 15µ-TUBE ØE 4.1mm		PROMEPLA	
FOR035-1			