



VUE ISO
Echelle: 4 : 5

NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	LDPE + colorant bleu	M0075+M0804
2	ABS	M0470
3	ABS et PA	M0226 et M0243
4	PVC	M0755

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE : <i>DANCHIN</i> <i>17.12.2013</i> <i>Quid</i>	Promepla Qualité : <i>23 AVR. 2014</i> <i>[Signature]</i> <i>k.z</i>
Nom / Name, date & signature		

ORIGINAL

0	25/04/2013	RANAZZO	Création plan	FOR073: 7123
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :

Matière : VOIR NOTA	P. 1 / 1	Echelle : 1:1	
Code matière : VOIR NOTA	Revision : 0	Format : A4	
Reference : DBC00399ND	Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs	
Designation : CHAMB. DE PERF. DEHP FREE -FILTRE DISQUE 25µ-TUBE ØE 4.1mm	PROMEPLA		FOR035-1