

ORIGINAL

NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	PVC	M0463
2	PP	M0028
	PA	M0939
3	ABS	M0536
4	PELD	M0001
5	PP	M0028
	VERSAPOR	M0041

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	DANCHIN 17.12.2013	23/12/2013
Nom / Name, date & signature		


2	31/10/2013	RANDAZZO	Mise à jour graphique Rep.2.	FOR021: 5260
1	20/09/2012	RANDAZZO	Mise à jour code matière Rep.2: M0047 devient M0939.	
0	28/02/2012	RANDAZZO	Creation	
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :

Matière : VOIR NOTA

P. 1 / 1

Echelle : 1:1



Code matière : VOIR NOTA

Revision : 2

Format : A4

Reference : DBF00999

Designation :

CHAM.PERF DEHP FREE 20g/ml-PERFO PRISE D'AIR 3µm -  
FILTRE DISQUE 15µ

Tolérances générales :  
±0.25

Unités : mm, °, grs

**PROMEPLA**

FOR035-1