





VUE 3D
Echelle : 4 / 1



NOTA :

- Corps : Matière : Styrene Butadiene - Blend special, Code matière : M0345
- Membrane : Matière : Nylon 15 μ , Code matière : M0047

ORIGINAL

0	17/10/06	Création plan	THIBAULT
Rév.	Date	Modifications	Visa
Dessinateur : THIBAULT Date : 17 / 10 / 2006		Visa :  Date : 02/11/2006	PROMEPLA Echelle : 5 / 1 Tolérances générales ± 0.2
Matière : VOIR NOTA		Normes :	
Code matière : VOIR NOTA			
N° Référence : EAB07053		Révision : 0	 FOR035-0
Désignation : Filtre disque 15 μ			