



SECTION A-A




NOTA :

| Rep. | Matière | Code matière |
|------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Polypropylène (Purell HP371P) | M0028 |
| 2 | Polyamide 6.6 Monofilament | M0384 |



VUE 3D
Echelle : 2 / 1



ECHELLE 1,000

ORIGINAL

| | | | |
|---|----------|--|--|
| 1 | 25/03/10 | Remplacement du code matière M0247 par M0028 | RANDAZZO |
| 0 | 05/03/08 | Création plan (Format Pro-Eng) | RANDAZZO |
| Rév. | Date | Modifications | Visa |
| Dessinateur : RANDAZZO Date : 05 / 03 / 2008 | | Visa : <i>Fred Javchi</i> PROMEPLA Date : <i>20/09/2010</i> | Echelle : 2 / 1 Tolérances générales ±0.1 |
| Matière : Voir NOTA | | | Normes : |
| Code matière : Voir NOTA | | | |
| N° Référence : EBC02040 | | | |
| Désignation : Filtre sang 200µ Surface de filtration 18cm ² | | | Révision : 1 |