


ORIGINAL



**NOTA :**

Rep	Matière	Code matière
1	PVC	M0021
2	PVC	M0021
3	PTFE	M0774

1	30/11/2011	BOUJMADA	Remplacement code matière M0346 par M0774, mise à jour cotations, normes et mise au format SW		
0	14/05/2004	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 14/05/2004			Visa : <i>Fred Javich</i> PROMEPLA Date : <i>26.06.12</i>	Echelle : 3:1	Tolérances générales : Js15
Matière : VOIR NOTA				Unités : mm, °, grs	
Code matière : VOIR NOTA				Normes : ISO 594 -1/-2, UNI EN 20286/2	
Référence : ECA06020				P. 1 / 1	
Désignation : FILTRE HYDROPHOBE 0,2µ - LUER MALE / LUER LOCK FEMELLE				Révision : 1	
					FOR035-0