








ECHELLE: 1 : 1



COUPE A-A



NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	PC	M0223
2	PTFE	M0774
3	PC	M0223

ORIGINAL

0	10/09/10	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 10-09-10		Visa : <i>Fred Dawchin</i> Date : <i>20 09 10.</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.1
Matière : VOIR NOTA			Normes : ISO 594-2		
Code matière : VOIR NOTA			P. 1 / 1		
Référence : ECB18990 Désignation : FILTRE HYDROPHOBE 0.2μ-ØE 21.5mm-LUER LOCK MALE			Révision : 0		 FOR035-0